

檢測服務中心

鴻盛精準生技股份有限公司

實驗室：新北市三重區重新路五段 609 巷 14 號之 1 (湯城園區)

Web: <http://biotech.lucist.com>

TEL : 02-29997212:

FAX : 02-29997202:

E-mail: biotech@lucist.com

服務委託單

LC/MS SERVICE REQUEST FORM

日期：

委託人		職稱	
公司名稱		單位	
電話		傳真	
電子郵件			

樣品種類				樣品來源	
樣品數量					
樣品狀態	<input type="checkbox"/> 固相 <input type="checkbox"/> 液相 <input type="checkbox"/> 具揮發性 <input type="checkbox"/> 不安定 <input type="checkbox"/> 需避光 可溶於 <input type="checkbox"/> 水 <input type="checkbox"/> 甲醇 <input type="checkbox"/> 乙醇 <input type="checkbox"/> 丙酮 <input type="checkbox"/> 乙腈 <input type="checkbox"/> 其他_____				
保存條件	<input type="checkbox"/> 室溫 <input type="checkbox"/> 4°C <input type="checkbox"/> -20°C <input type="checkbox"/> -80°C 其他：				
服務項目	<input type="checkbox"/> LC-MS metabolic profiling <input type="checkbox"/> LC-MS untargeted profiling (including metabolic profiling) <input type="checkbox"/> Fatty Acid Relative Quantitation Analysis - <input type="checkbox"/> Short Chain Fatty Acid analysis <input type="checkbox"/> Target metabolites content analysis <input type="checkbox"/> 方法開發				
測後處理	<input type="checkbox"/> 測後丟棄 <input type="checkbox"/> 退回				
樣品編號	1		11		
	2		12		
	3		13		
	4		14		
	5		15		
	6		16		
	7		17		
	8		18		
	9		19		
	10		20		

檢測服務中心**鴻盛精準生技股份有限公司**

實驗室：新北市三重區重新路五段 609 巷 14 號之 1 (湯城園區)

Web: <http://biotech.lucist.com>

TEL : 02-29997212:

FAX : 02-29997202:

E-mail: biotech@lucist.com

備	註	注意事項
		<ol style="list-style-type: none">1. 不能接受放射性或危險材料。2. 送測樣品請進行適度純化處理，盡量降低鹽類與大分子含量。3. 純化過程依樣品之特性，請參考相關文獻。4. 一般簡易純化萃取過程宜在低溫（4 ~25℃）下進行，以配成含 80% MeOH 之樣品溶液下進行沉澱，過濾與提取。5. 提取物請儘速進行減壓除去有機溶劑，同時含水部份進行冷凍乾燥除水等濃縮步驟，並將處理完之產物（待測物）儲藏於-80℃ 冰箱。6. 待測物如需避光請儲藏於褐色瓶並請於送測前詳細告知。7. 未盡事宜，請洽詢實驗室人員。